

FICHE PRODUIT



Collecteur d'aiguilles SHARPSAFE, 7,5 Litres

Référence : SOC-QUIVER7.5L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Conteneurs SHARPSAFE, 7,5 Litres:

- Dimensions (Long x larg x haut): 150 x 106 x 609 (mm).
- Conditionnement: carton de 20.
- Conditionnement minimum de vente: 20 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-sharpsafe/1428-conteneurs-sharpsafe-7-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com