

FICHE PRODUIT



Collecteur d'aiguilles SHARPSAFE, 11 Litres

Référence : SOC-SHARP11L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Collecteur d'aiguilles SHARPSAFE, 11 Litres:

- * En polypropylène rigide;
- * Marque : modèles conformes à la norme NFX30-500 et validés par le LNE (NF302);
- * Dimensions (Long x larg x haut): 286 x 186 x 297 (mm);
- * Conditionnement: carton de 20;
- * Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-sharpsafe/1429-conteneurs-sharpsafe-11l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com