

FICHE PRODUIT



Electrocardiogramme Schiller Cardiovit, Modèle AT102 G2

Référence : SOC-AT102G2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Electrocardiogramme Schiller Cardiovit, Modèle AT102 G2

Le Cardiovit AT102 G2 est le dernier électrocardiogramme sur le marché associant simplicité et technologie de pointe il est équipé d'un **écran couleur de 8 pouces** ainsi que d'un clavier alphanumérique avec surface en silicone permettant un nettoyage aisé qui convient parfaitement aux pratiques cliniques exigeant un haut niveau d'hygiène.

L'**ECG AT102 G2** bénéficie des dernières technologies : qualité du signal supérieure et algorithmes de diagnostic les plus avancés pour enfants et adultes

La **communication bi-directionnelle** permet d'accéder facilement aux données et de transférer rapidement des rapports ECG vers les systèmes SIH/ DME.

Spécificités techniques:

- ECG 12 dérivations simultanées
- Tracés ECG en mode automatique ou manuel

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Mémoire interne 350 ECG stockables**
- Touches de fonctions dédiées tactiles
- Enregistrement du rythme avec mémoire 10 minutes
- Interfaces : USB x2, WIFI, LAN Ethernet, 12V C en sortie, RS232 x2
- **Export PDF sur clé USB**
- Fréquence d'échantillonnage à 32 000 hZ
- Détection de pacemakers
- Imprimante thermique intégrée
- Dimensions : 384 x 319 x 90 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/14296-electrocardiogramme-schiller-cardiovit-modele-at102-g2.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com