

FICHE PRODUIT



Chariot du moniteur multiparamètre IM15

Référence : SOC-TLY90530001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot du moniteur multiparamètre IM15

Le chariot du moniteur multiparamètre IM15 est idéal pour recevoir le moniteur multiparamètre IM15.

Conditionnement de vente: 01

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/14297-chariot-du-moniteur-multiparametre-im15.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com