

FICHE PRODUIT

Cabine d'Audiométrie S-Basic

Référence : SOC-07322

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cabine d'Audiométrie S-Basic

La cabine audiométrique S-BASIC a été conçue par le département de R+D de SIBEL S.A.U. en utilisant les matériaux les plus modernes en atténuation acoustique. Ceci nous permet de réduire son poids, avoir un index élevé d'isolation, une grande fonctionnalité et élégance. La surface extérieure est faite de panneaux lavables et son intérieur est agréablement illuminé et confortable.

Spécification techniques :

- Extérieur cabine: 96 x 96 x 208 cm.
- Intérieur cabine: 86 x 86 x 190 cm.
- Dimensions porte: 70 x 180 cm.
- Fenêtre: 54 x 46 cm.
- Table pliable: 80 x 40 cm.
- Matériel extérieur: Melamine
- Matériel intérieur: Mousse pyramidale
- Illumination intérieure: 35W lamp
- Power supply: 120-220V at 50-60 Hz
- Tableau de connexion: 5+1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Normes :

La cabine audiométrique S-BASIC répond aux normes: • EN 60601-1:2006 + AC:2010, EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008, EN ISO 14971:2012, EN1041:2008, EN ISO 15223-1:2012 Ce produit a été validé en laboratoire selon la norme UNE-EN ISO 11957:1997 et l'index global d'atténuation a été calculé selon la norme UNE EN ISO 717-1:1997. Le procédé de conception, production et attention client répond à l'ISO 9001:2008, EN 13485:2003 ainsi que les normes qualité AC:2007 tout comme la directive européenne des produits sanitaires 93/42/CE..

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/audiometres-de-depistage/14305-cabine-d-audiometrie-s-basic.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com