

FICHE PRODUIT

Tablier en Plastique blanc

Référence : SOC-PRI300800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Tablier en Plastique Blanc** à usage unique commercialisé par Socimed est bon pour différents services (Mairies - Pompiers - Police Municipale -

Ambulances - Services Sociaux - Hôpitaux, Cliniques Dentaires - Kinésithérapeutes - Coiffeurs - Entreprises de transformation de viande / poisson -

Entreprises de nettoyage, etc.)

Caractéristique du Tablier en Plastique Blanc

- Dimensions L+I: 110 x 94 cm
- Epaisseur: 30 µm
- Matériaux: LDPE + LLDPE+MB Branco
- Poids: 28g /tablier
- Densité: 0.923 g/cm³
- Conditionnement de vente: Boîtes de 200 unités

Origine: Portugal

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

MODE D'EMPLOI

Placer la tête dans l'ouverture du tablier, Ajustez le tablier au corps avec les sangles latérales (voir fiche technique)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tablier/14306-tablier-en-plastique-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com