

FICHE PRODUIT



Calage Box pour 1 flacon de 40-60ml blanc

Référence : SOC-301UR02

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Calage Box pour 1 flacon de 40-60ml blanc

- Transport d'échantillons biologiques
- Couleur: Blanc
- Conditionnement de vente: 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-pour-flacons-150-ml/14308-calage-box-pour-1-flacon-de-40-60ml-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com