

FICHE PRODUIT



Seringues en verre, bout verre, Luer cone centré, 50 ml

Référence : SOC-LGC50CC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Seringues en verre, Luer cone centré, 50 ml

- Luer centrique
- 50ml

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-en-verre/14310-seringues-en-verre-luer-cone-centre-50-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com