

FICHE PRODUIT

Congélateur Panasonic Vip Eco A Température Ultra- Basse, -86 °C

Référence : SOC-471-1120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les congélateurs série VIP Eco à température ultra-basse utilisent des réfrigérants naturels ce qui permet une réduction de la consommation d'énergie, un meilleur respect de l'environnement et une économie sensible.

Grâce à une technologie innovante et la certification de l'appareil médical de classe II a, le stockage des échantillons cliniques est sécurisé et les recherches importantes préservées.

Les réfrigérants hydrocarbures naturels assurent un refroidissement plus efficace en raison de leur forte chaleur latente d'évaporation.

Compresseur cycles ON - OF.

Plage de température: -50 à -86 ° C.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : MDF-DU500VH-PE

Affichage : LCD écran tactile

Alarme : sonore et visuelle

Verrou de porte : oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécificité Isolation: PUF/VIP Plus 70 mm

Poids : 291 kg

Type de volet : 2 portes

Dimensions externes L X P x H : 770×870×1990 mm

Capacité : 526 litres

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-ou-congelateur-solaire-solaire-batterie-electricite/14315-congelateurs-ultra-basse-temperature-86-c-innovar.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com