

FICHE PRODUIT



Tensiomètre Lian Scenic S, multibrassard velcro gris (L,M,S)

Référence : SOC-620340

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de fermeture : Velcro
- Type : Manobrassard
- Modèle Tubulure : Simple
- Matière Brassard : Nylon gris

Description du produit

Tensiomètre Lian Scenic S, multibrassard velcro gris (L,M,S)

MANOMÈTRE GRAND CADRAN :

- Boîtier ABS Matériau résistant aux chocs;
- Lunette ABS;
- Protège-manomètre en mousse;
- Graduations / aiguille;
- Mesures lisibles sous tous les angles;
- Ensemble mouvement-membrane;
- Haute précision;
- Indissociable;
- Raccord rapide métal;
- Coupleur à vis femelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

BRASSARD :

- En nylon indéformable lavable à 30-40° C;
- Fermeture velcro;
- Calibré (repères des limites de la circonférence du bras) : évite les erreurs de mesure;
- Tailles disponibles : enfant adulte, large adulte;
- Poche gonflable;
- Simple tubulure facilement amovible;
- Adaptée à la circonférence du bras pour assurer la mesure correcte de la tension;
- Poche trop large ou trop longue : la pression artérielle est sous- estimée;
- Poche trop étroite ou trop courte : la pression artérielle est surestimée;
- Norme NF EN 1060-1§4;
- Raccord rapide métal;
- Embout à vis mâle.

POIRE DE GONFLAGE : Modèle « Scénic- s».**CUILLERE DE MANTIEN / ROBINET DE DECOMPRESSION:**

- Position ergonomique latérale;
- Décompression progressive et contrôlée par valve ultra- précise.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/14316-tensiometre-lian-scenic-s-multibrassard-velcro-gris-l-m-s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de fermeture	Velcro
Type	Manobrassard
Modèle Tubulure	Simple
Matière Brassard	Nylon gris
Taille Patient	Pack de 3 tailles (L-M-S)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com