

FICHE PRODUIT



Indicateur IMC (Indice de Masse Corporelle) - Boite de 10

Référence : SOC-GI27336

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Indicateur IMC (Indice de Masse Corporelle) - Boite de 10

Utilisé dans les hôpitaux et les cliniques, il donne une indication de la santé générale à travers le rapport entre le poids et la taille.

Composé de 2 disques rotatifs: 108 mm de diamètre (base) et 76 mm (disque supérieur).

Personnalisation avec votre logo pour une commande minimum de 1 000 unités.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/14317-indicateur-imc-indice-de-masse-corporelle-boite-de-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com