

FICHE PRODUIT

Morgue 4 corps évolutif en 6 corps

Référence : SOC-MORG4288

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Morgue 4 corps évolutif en 6 corps

Découvrez notre **morgue 4 corps évolutif en 6 corps** adaptable à vos besoins. La modularité de notre structure intérieure vous permettra d'augmenter la capacité de stockage jusqu'à 8 civières.

Cette morgue vous apporte 3 largeurs de passage de porte 70,80 ou 95 cm pour répondre aux différentes morphologies des corps à conserver. Le passage de porte de 80 cm étant actuellement celui le plus utilisé.

Vous trouverez également 3 épaisseurs de panneaux, 6,8 ou 10 cm en fonction du type de conservation souhaité: Froid positif (0/+5°C), Froid négatif et positif (-10/+5°C) ou Froid négatif (-15/-25°C).

Ce type de morgue est le plus souvent utilisé dans les chambres mortuaires des hôpitaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/14319-morgue-4-corps-evolutif-en-6-corps.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com