

FICHE PRODUIT



Kit Dopplex IPS Pied diabétique

Référence : SOC-0002133

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit Dopplex IPS Pied diabétique

kit Dopplex IPS Pied diabétique pour la mesure de l'index de pression systolique à la cheville et à l'orteil. Kit complet pour l'évaluation vasculaire du pied diabétique et du membre lymphatique.

Le kit Dopplex IPS Pied diabétique est une combinaison unique : doppler Dopplex DMX, sondes et accessoires, fournissant au spécialiste vasculaire, diabétique ou lymphatique une aide à l'évaluation de la maladie artérielle et de la neuropathie.

Le capteur de pléthysmographie artérielle (APPG) se connecte facilement au doppler via son adaptateur. Le capteur de pression interne de l'adaptateur permet un affichage de la pression directement sur l'écran. Les courbes et pressions PPG peuvent alors être stockées dans la mémoire interne et être revues à tout moment.

Composition du kit Dopplex IPS Pied diabétique :

- Doppler Dopplex DMX ;
- Kit de recharge qualité médicale ;
- Sonde doppler EZ8XS de 8MHz à large faisceau ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capteur APPG et adaptateur ;
- Brassards et gonfleur orteil ;
- Brassards bras/cheville (standard et large : sans latex) ;
- Sphygmomanomètre par déclenchement ;
- Neuropen et boîte d'embouts (mono filament de 10g inclus) ;
- CD de formation ;
- Grande sacoche de transport.

Tous les modèles manuels sont fournis avec le gel, la sacoche de transport souple, le manuel utilisateur. Tous les kits sont fournis avec une grande sacoche de transport.

Caractéristiques techniques du kit Dopplex IPS Pied diabétique :

- Affichage couleur haute résolution
- Affichage courbe doppler bidirectionnel
- Capacité APPG
- Réduction de bruit DDNR
- Stockage carte Micro SD amovible
- Mémoire défilement de 20 sec
- Base de temps 3,6 et 12 sec
- Compatible avec sondes XS interchangeables
- Haut-parleur intégrés
- Sortie audio stéréo distincte
- Contrôle du gain
- Fonction d'étalonnage 5 niveaux
- Fonction obstétrique avec sondes XS
- Interface pour logiciel dopplex
- Prise en charge USB
- Rechargeable
- Type batterie : 2 x piles rechargeables AA Kit de recharge de qualité médicale 110-240 V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Autonomie de la batterie : 500 examens d'une minute

Tous les modèles sont conformes aux normes : IEC 60601-1: Edition 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005. , CAN/CSAC22.2 No 60601-1:14. , IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2nd Edition), JIS T 0601-1:2012 , EN 60601-1-11:2015 , EN 60601-2-37:2008+A11:2011. , IEC 60601-1-2:2014

Données techniques :

- Dimensions : 350 x 400 x 100 mm
- Poids du kit : 1,5 kg
- Marquage : CE

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/14320-kit-dopplex-ips-pied-diabetique.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com