

FICHE PRODUIT



Kit Lecteur de glycémie Accu-Chek Guide

Référence : SOC-6116064

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit Lecteur de glycémie Accu-Chek Guide

Le système Accu-Chek Guide permet de contrôler sa glycémie de manière simple et discrète. Son flacon anti-renversement, l'éclairage de la zone d'insertion de la bandelette et le bouton d'éjection vous donneront un coup de pouce au quotidien pour votre mesure de la glycémie.

Composition du kit :

- 1 lecteur de glycémie Accu-Chek® Guide ;
- 1 trousse de rangement souple ;
- Solutions de contrôle ACCU-CHEK® GUIDE CONTROL.

Caractéristiques principales :

- Une exactitude de 10/10 démontrée, respectant les exigences de la norme ISO 15197:2013 / EN 15197:2015 ¹
- Grâce au flacon anti-renversement, pas de risque de faire tomber les bandelettes
- Eclairage de la zone d'insertion des bandelettes pour une mesure de la glycémie même dans l'obscurité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La goutte de sang peut être déposée n'importe où sur la zone de dépôt de la bandelette
- Le bouton éjecteur de bandelettes facilite le geste
- Prêt à l'emploi dès son allumage, pas de réglages à effectuer
- Grand écran pour lire facilement les mesures de glycémie
- Affichage du résultat glycémique précédent
- Fabriqué aux U.S.A
- Grip antidérapant pour une meilleure prise en main

Spécifications techniques :

- Principe de mesure: Électrochimique
- Taille de l'échantillon: 0.6 µl
- Echelle de mesure: 10-600 mg/dl
- Piles: 2 piles bouton de 3 volts (CR2032)
- Calcul des moyennes: 7, 14, 30, 90 jours
- Paramétrage: Paramétrage d'un objectif unique ou de 2 objectifs glycémiques avant repas et après repas. Rappels des mesures (4 par jour)
- Arrêt automatique après 90 secondes
- Dimensions : L 80 x L 47 x H 20 mm
- Poids : Environ 40 g (avec piles)
- Mémoire : 720 résultats glycémiques
- Obtention du résultat : En Moins De 4 Secondes
- Ecran : Large écran à cristaux liquides
- Technologie sans fil : Bluetooth®

Gestion des données:

- Journal intégré ;
- 3 symboles de la mesure par rapport à l'objectif paramétré : au-dessus, en dessous et dans l'objectif glycémique ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Activation de groupe : à partir de 2 mesures en dessous de l'objectif glycémique ou de 3 mesures au-dessus de l'objectif glycémique au cours d'une période de 7 jours ;
- Calcul des % des résultats glycémiques dans la cible, au-dessus ou en dessous de la cible en fonction des objectifs paramétrés sur 7, 14, 30 ou 90 jours.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/14323-kit-lecteur-de-glycemie-accu-chek-guide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com