

FICHE PRODUIT

Bandelettes ACCU-CHEK® GUIDE - Boîte de 50

Référence : SOC-0066124

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bandelettes ACCU-CHEK® GUIDE - Boîte de 50

Les **bandelettes Accu-Chek Guide** sont conçues pour indiquer le taux de sucre dans le sang chez les personnes diabétiques.

Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang, appelée hyperglycémie. C'est l'insuline qui permet de maintenir le taux de glycémie par des apports supplémentaires chez les diabétiques. Elles sont conçues pour le **lecteur de glycémie Accu-Chek Guide** qui permet de contrôler son taux de manière simple et discrète. C'est un lecteur de glycémie avec communication sans fil.

Ces bandelettes Accu-Chek Guide se présentent dans un flacon anti-renversement qui évitent leur chute et leur retrait une à une est facilité.

Elles absorbent instantanément le sang sur toute la largeur de la bande (0.6µl) et il peut être disposé n'importe où sur la zone de dépôt.

Ces bandelettes sont prévues pour mesurer la quantité de glucose dans le sang grâce à une goutte prélevée à l'extrémité du doigt, à la paume, à l'avant bras et surveiller l'efficacité du traitement par insuline. C'est un système qui permet l'auto-surveillance.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/14324-bandelettes-accu-chekr-guide-boite-de-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com