

FICHE PRODUIT



Analyseur de coagulation sanguine, Modèle AJ-1326

Référence : SOC-AJ1326

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

FONCTIONNALITE

- Le principe avancé de la lumière diffusée et l'analyse en pourcentage garantissent des résultats précis.
- Faible consommation de réactif inférieure à 20uL, réactif ouvert.
- Système spécial de localisation des gobelets d'essai, en ajoutant un support d'échantillons.
- Méthode PT dérivée pour tester le fibrinogène, diminuer le dosage du réactif.
- Le système avancé d'adaptation de lumière optique garantit un résultat de précision.
- Imprimante thermosensible interne.
- Pipette à liaison électronique en option.
- Effectuez tous les tests de routine tels que le PT. APTT. TT Fibrinogène et facteurs de coagulation.
- Interface RS232, connexion PC

SPECIFICATION:

- Test des canaux: 2 canaux; 2 paramètres d'analyse différents dans le même temps.
- Exemple de position de préchauffage: 16 positions.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Position de préchauffage du réactif: 4 positions.
- Logiciel minuteur : 2.
- Longueur d'onde de test: 470 nm.
- Échantillon: 20uL-40uL.
- Réactif: 20uL-40uL.
- Précision de contrôle de la température: $37 \pm 0,3$ °C
- Répétabilité: Cv <2%
- Indicateur de coïncidence: $\leq 3\%$
- Mémoire: 10000 résultats de test.
- Notation du résultat: S,%, PTR, INR, g / L
- Langue d'opération: anglais.
- Écran: 240 * 128 LCD.
- Alimentation: 220VAC $\pm 15\%$ 50-60Hz.
- Dimensions: 395 mm (L) $\times$ 320 mm (L) $\times$ 135 mm (H).
- Température: 15 30 -30 °C wet $\leq 90\%$
- Poids: 6Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/14327-analyseur-de-coagulation-sanguine-modele-aj-1326.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com