

FICHE PRODUIT

Taille-plâtre à eau Sirio SQ148L

Référence : SOC-SQ148L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce taille-plâtre est une tondeuse à eau équipée d'un disque en bakélite. Il dispose d'un moteur très puissant avec un couple élevé. Un tuyau est fourni avec la machine pour le relier à une source d'eau. Le trimmer est équipé d'une électrovanne qui n'ouvre l'alimentation en eau que lorsque le moteur tourne.

La machine **Sirio SQ148L** est conçue pour un usage professionnel en laboratoire de prothèses dentaires. Elle offre une vitesse de rotation de 2 800 tr/min, un corps en aluminium robuste avec carter de protection moteur, une électro-valve pour alimentation en eau et un robinet de réglage de débit. Le disque abrasif renforcé (2 tissus + pâte de bakélite conforme FEPA) assure une découpe rapide et durable. Le plateau de support des modèles est inclinable sur trois positions de travail, pour plus de confort et flexibilité.

D'un poids de 18 kg, avec alimentation 230 V/50-60 Hz, puissance absorbée de 1000 W, connexion eau, et dimensions 34 × 43 × 35 cm, la Sirio SQ148L est l'équipement idéal pour les ateliers recherchant précision, durabilité et productivité.

Contenu : 1 taille-plâtre ; fabricant : Sirio ; réf. fournisseur MIS000200. Produit décatalogué.

Données techniques

- Tension d'alimentation : 230 V – 50/60 Hz.
- Puissance absorbée : 1000 W. V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Vitesse de rotation du moteur : 2 800 tours/min.
- L x H x P : 340 x 350 x 430 mm.
- Poids de la machine : 18 kg.
- Dim. Plan de travail : 95 x 105 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14328-taille-platre-a-eau-sq148l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com