

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse à haute vitesse HC-16A

Référence : SOC-HC-16A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Une centrifugeuse de laboratoire est un équipement de laboratoire, entraîné par un moteur, qui fait tourner des échantillons liquides à grande vitesse.

- Boîtier en métal solide.
- Moteur sans balai, Affichage à LED de la vitesse RCF et du temps.
- Différents rotors disponibles.
- Alarme de survitesse et de déséquilibre.
- Identification du rotor, portes à serrures électromagnétiques.
- Contrôle du panneau tactile, affichage du code d'erreur.
- Chambre en acier inoxydable.
- Adapté aux expériences et recherches en biologie, pharmacologie et agriculture.
- Pour des recherches sur les gènes et l'acide protéinucléique.
- Écran LCD en option.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	HC-16A
MAX RPM	16000 tr / min, réglage de la vitesse en continu, vitesse d'affichage LED, RCF et minuterie
Max RCF	17000xg
Minuterie	0-99min
Capacité du rotor	1.5/2 ml × 12
Voltage	110V 60Hz /220V50Hz
Dimension	410x520x320mm, 16.14x20.47x12.6inch
Poids	27kg/60lb

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/14348-centrifugeuse-a-haute-vitesse-hc-16a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com