

FICHE PRODUIT

Incubateur De Laboratoire 80L, Modèle IB-9082

Référence : SOC-IB9082

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Contrôle par microprocesseur.
- Réglage de l'affichage numérique et température réelle.
- Alarme de surchauffe, autoréglage PID.
- Minuterie de fonctionnement de l'affichage numérique.
- Intérieur en acier inoxydable.
- Protection contre la coupure d'électricité.
- Avec porte intérieure en verre, avec serrures de porte cachées.
- Protection mécanique contre la surchauffe, coupure des sources de chaleur.
- Alarme automatique après opération.
- Adapté aux tests à température constante.
- Convient pour la culture de bactéries, l'élevage, la fermentation.

Caractéristiques techniques:

Plan de travail: 400x400x500mm / 15,75x15,75x19,69 pouces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Puissance: 300W

Plage de température: température ambiante + 5 ~ 65 °C

Résolution de la température: 0,1 °C

Plage de température: ± 0,5 °C

Minuterie: 0-9999min

Tension: 110V 60Hz / 220V 50Hz

Dimension: 530x530x840mm / 15,75x15,75x19,69 pouces

Taille: 62 cm * 65 cm * 98 cm / 36,3 pouces * 25,6 pouces * 38,6 pouces

Poids brut: 62 kg / 137 lb

Poids net: 48 kg / 106 lb

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/14350-incubateur-de-laboratoire-modele-ib-9082.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com