

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène médical 10L sur roulettes Serie KSOC10

Référence : SOC-KSOC0010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Concentrateur d'oxygène médical KSOC10

Notre concentrateur d'oxygène médical adopte le principe mondial avancé du PSA, fournit de l'oxygène standard de l'industrie médicale par des molécules d'oxygène séparées et filtrées et des molécules d'azote de l'air directement à température ambiante. Il produit de l'oxygène de manière purement physique, sans aucun additif, sans aucun approvisionnement, sans pollution de l'environnement, frais et naturel.

Caractéristiques

Capacité : 10L

≥ 90% de pureté en oxygène

Conception de considération de protection en six étapes

Compresseur sans huile de technologie des américaine ; sans entretien (faible bruit, poids léger, montée en température lente, haute efficacité)

Filtre sans nettoyage intégré (avec une excellente fonction de filtrage de l'oxygène assurant l'évacuation de l'oxygène propre)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Affichage haute définition ; Écran LED (lecture super claire)

Humidificateur externe ;

Rayonnement thermique distinctif. conception de la poussière d'air (longue durée de vie)

Ressort haute performance pour réduire les secousses (conception de système de réduction de bruit multiple, super silencieux)

Protection à filtres multiples (absorption d'oxygène propre, super sûr)

Puissance □320VA

Poids □20kg

Temps de programmation □10h

Distance télécommandée □50m

Fonction d'alarme de concentration d'oxygène

Liste de accessoires □1 jeu de tuyau d'oxygène, 1 jeu de filtre à éponge de rechange, une bouteille de mouillage

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/14351-concentrateur-d-oxygene-medical-10l-sur-roulettes-serie-ksoc-3.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com