

FICHE PRODUIT



Stérilisateur à Chaleur Sèche 136L, Modèle DHG-9140A

Référence : SOC-DHG-9140A

Points forts

- délais : 48 heures
- Domaine d'application du stérilisateur : Laboratoire
- Configuration du stérilisateur : De paillasse

Description du produit

Stérilisateur à Chaleur Sèche, Modèle DHG-9140A

- Contrôle par microprocesseur.
- Avec double vitrage.
- Réglage de l'affichage numérique et température réelle.
- Minuterie de fonctionnement de l'affichage numérique.
- Auto-réglage PID, alarme de surchauffe.
- Alarme automatique après opération.
- Intérieur en acier inoxydable, les coins des chambres sont en demi-cercle.
- Convient pour le séchage, la cuisson, le déparaffinage, la stérilisation, la solidification.

Caractéristiques techniques :

Dimensions de la chambre de stérilisation: 550x450x550mm / 21.65x17.72x21.65inch

Puissance: 1500W

Plage de température: 50 ~ 300 °C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Résolution de la température: 0,1 °C

Plage de température: ± 1 °C

Minuterie: 0-999min

Tension: 110V 60Hz / 220V 50Hz

Dimension: 720x780x750mm / 28.35x30.71x29.53 pouces

Taille: 86cm * 81cm * 86cm / 33.9in * 31.9in * 33.9in

Poids brut: 77 kg / 170 lb

Poids net: 64 kg / 142 lb

Code SH 84192000

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaaleur/14352-sterilisateur-a-chaaleur-seche-modele-dhg-9140a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Domaine d'application du stérilisateur	Laboratoire
Configuration du stérilisateur	De paillasse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com