


FICHE PRODUIT



Oxymètre de pouls digital

Référence : SOC-OP2654

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Oxymètre de pouls Bluetooth avec écran OLED et application

L'**oxymètre de pouls du bout du doigt Konsung** est un dispositif de mesure compact et précis, conçu pour surveiller la **saturation pulsée en oxygène (SpO2)** et la **fréquence du pouls (PR)**. Pensé pour le suivi à domicile comme pour le sport, il convient aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux sportifs et aux personnes atteintes de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Écran OLED haute lisibilité

Son **écran OLED bicolore de 0,96 pouce** haute résolution offre un affichage clair et facile à lire des paramètres SpO2 et PR. Léger et fin, l'appareil affiche les valeurs dans 4 directions pour une lecture confortable sous tous les angles.

Connectivité Bluetooth et application

Grâce au **Bluetooth intégré**, l'oxymètre se connecte à une **application mobile (iOS et Android)**. L'application récupère la saturation en oxygène et la fréquence du pouls via la connexion Bluetooth, en temps réel. Elle permet aussi de régler la tonalité du pouls, les seuils d'alarme de saturation et de fréquence cardiaque, ainsi que la durée du rétroéclairage. Les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mesures sont enregistrées pour consulter facilement les rapports et suivre l'évolution.

Batterie rechargeable longue autonomie

Équipé d'une **batterie lithium rechargeable par USB**, il offre jusqu'à 20 heures de fonctionnement en continu et supporte 500 cycles de charge. L'appareil s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Robuste et confortable

Conçu pour résister aux chutes, il continue de fonctionner correctement même après une chute d'une hauteur de 1,2 m. Son embout en silicone protège efficacement le doigt et, alliant souplesse et ergonomie, assure un port confortable même prolongé. Sa mémoire permet de stocker 256 séries de mesures pour analyser les tendances de santé.

Dispositif de mesure non destiné à établir un diagnostic médical. Référez-vous à la notice avant emploi.

Oxymètre de pouls, Modèle F01T

DESCRIPTION DE L'OXYMETRE DE POULS DIGITAL Modèle F01T

L'Oxymètre de pouls, Modèle F01T est équipé d'un Grand écran coloré HD facile à lire (écran OLED bicolore de 0,96 pouce, affichage clair et facile à lire, paramètre: SPO2, PR). La prise en charge du transfert et de l'examen des données se fait à tout moment.

Fonctionnement à un bouton (facile pour les personnes âgées et les enfants).

Sa désactivation est automatique. il protège l'environnement et a une faible consommation (recharge de la batterie au lithium 20 heures en continu en éteignant automatiquement en 60 secondes sans utiliser la conservation d'énergie et la protection de l'environnement).

Intelligent et beau (nouveau design à la mode, léger et épais, à tout moment, à tout moment).

Test en temps réel, beaucoup plus rapide (capteur haute performance raccourcissant le temps de test, lecture en quelques secondes).

Petit volume, grand stockage (256 groupes de stockage de données de tests disponibles, faciles à examiner, analyser les tendances de la santé.

Le module de Bluetooth 4,0 d'élément, peut réaliser la transmission sans fil des données de mesure.

Logiciel de propriété industrielle d'APPLI pour le visionnement facile des données mesurées

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

CARACTERISTICS DE L'OXYMETRE DE POULS DIGITAL Modèle F01T

- Petit et léger facile à porter
- Affichage OLED à deux couleurs
- Batterie rechargeable intégrée
- Faible consommation d'énergie
- Mise Hors tension automatique en 1 minute lorsque il y'a aucun opération

SPECIFICATION DE L'OXYMETRE DE POULS DIGITAL Modèle F01T**Dimension (LxWxH) :** (72x32x27) mm**Plage de mesure SPO2 :** 0-100%**Plage de mesure de la fréquence de pouls :** 18 à 250 BPM**Batterie :** Lithium 3.7V – 300mAh**Autonomie :** 16h**Tension et courant de charge :** 5V 160mA**Temps de charge :** 2h**Mise à jour de temps :** 1s**Conformité et garantie**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/14353-oxymetre-de-pouls.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com