

FICHE PRODUIT

Oxymètre de pouls néonatal modèle F02T

Référence : SOC-POF02T

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Oxymètre de pouls portable rechargeable FT02

L'**oxymètre de pouls portable** est un dispositif médical compact et polyvalent conçu pour mesurer avec précision la **saturation en oxygène (SpO2)**, l'**indice de perfusion (PI)** et la **fréquence du pouls**. Sa conception légère et robuste le rend idéal en milieu clinique comme à domicile, pour le suivi des affections respiratoires ou d'autres maladies chroniques.

Capteur déporté et surveillance continue

Contrairement aux oxymètres de doigt tout-en-un, le PC-66L fonctionne avec un **capteur déporté relié par câble**. Le capteur continu adulte est durable, conçu pour un usage prolongé et facile à nettoyer ; son câble de 90 cm offre de la liberté de mouvement. L'appareil permet ainsi le **contrôle ponctuel (spot-check) comme la surveillance continue**, y compris de nuit.

Lecture précise et fiable

Fabriqué selon les normes professionnelles CE, ISO 9001 et ISO 13485, il affiche une fréquence du pouls précise à 2 bpm et une SpO2 précise à 3 % sur une plage de saturation de 70 à 100 %. Son écran LCD haute résolution affiche la SpO2, la fréquence du pouls et le pléthysmogramme.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Alarme réglable et sécurité

L'alarme ajustable permet de définir les seuils haut/bas de fréquence du pouls et le seuil bas de saturation déclenchant le signal sonore. La fonction silence se désactive et les bips reprennent si les valeurs restent sous le seuil défini pendant plus de 90 secondes ou si l'appareil ne parvient pas à obtenir une mesure — une sécurité précieuse pour les soignants.

Polyvalent et nomade

Il est compatible avec des capteurs nourrisson, pédiatrique et adulte, permettant un suivi à tous les âges. L'ensemble (appareil, capteurs et accessoires) pèse environ 450 g et se range dans une mallette de transport, pour le contrôle ponctuel de l'adulte ou la surveillance continue du nourrisson en déplacement.

Contenu et compatibilité

Livré avec : oxymètre portable, capteur doigt adulte (surveillance continue et spot-check), câble convertisseur, câble de données, support, mallette, câble de charge et adaptateur secteur. À noter : les oxymètres CMI Health ne sont pas compatibles avec les capteurs d'oreille ou de front.

Dispositif de mesure réservé à un usage selon notice. Ne pas utiliser pendant que le patient bouge ou est en activité. Référez-vous au manuel d'utilisation avant emploi.

Spécifications techniques de pouls portable modèle F02T

Affichage: LCD à matrice de points couleur

Plage de niveau d'oxygène (SpO2): 35% -100%

Précision du niveau d'oxygène (SpO2): pas plus de 3% pour la plage de SpO2 de 70% à 100%

Précision de la fréquence du pouls: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ (selon la valeur la plus élevée)

Gamme d'indice de perfusion (IP): 0,2% à 20%

Poids: 7 oz (y compris les piles)

Dimensions de l'appareil: 5,7 × 2,9 × 1,1 po

Enregistrement de données Fréquence: tous les 1/2/4/8 seconde (s),

Stockage des données: jusqu'à 384 heures / 16 jours

Contenu de la boîte :

-- Oxymètre de pouls portable F02T

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Capteur de contrôle des taches de doigt adulte
- Câble de convertisseur
- Adaptateur pour courant alternatif
- Câble de charge (prise audio 3,5 mm)
- Câble de données USB
- Manuel de l'Utilisateur
- Support en métal- Mallette de transport

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/14354-oxymetre-de-pouls-f02t.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com