


FICHE PRODUIT

Plaque tibiale proximale 3.5 mm, latérale - Gauche

Référence : SOC-63700IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque tibiale proximale 3.5 mm, latérale - Gauche

La **Plaque tibiale proximale 3.5 mm**, fait partie du système de plaques périarticulaires qui associe la technologie des vis de verrouillage à angle variable aux techniques de placage classiques.

Le système de plaques 3,5 mm pour tibia proximal présente de nombreuses similitudes avec les méthodes de fixation à verrouillage standard, avec quelques améliorations importantes. Les vis de verrouillage à angle variable permettent de créer une construction à angle fixe tout en laissant au chirurgien la liberté de choisir la trajectoire de la vis avant de "fixer" l'angle de la vis. Une construction à angle fixe présente des avantages dans les fractures osseuses ostéopéniques ou les fractures à pont multifragmentaire où les vis ne dépendent pas de la compression entre plaques osseuses pour résister à la charge du patient.

La plaque de 3,5 mm pour tibia proximal comporte des trous à angle variable dans la tête et le col de la plaque, ainsi que des trous combinés à angle variable dans la tige de la plaque qui combinent un trou pour unité de compression dynamique (DCU) et un trou pour vis de verrouillage à angle variable. Le trou combiné à angle variable offre la flexibilité de la compression axiale et la capacité de verrouillage à angle variable sur toute la longueur de la tige de la plaque.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques :

- Nombre de trous: 4 à 16
- Longueur plaque: 81 à 237 mm

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/plaques-de-verrouillage-orthopedique/14368-plaque-tibiale-proximale-3-5-laterale-gauche.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diametre_lame_plaque_coudee - 81 mm, trous_plaque_coudee - 4 trous	SOC-637004	
diametre_lame_plaque_coudee - 94 mm, trous_plaque_coudee - 5 trous	SOC-637005	
diametre_lame_plaque_coudee - 107 mm, trous_plaque_coudee - 6 trous	SOC-637006	
diametre_lame_plaque_coudee - 120 mm, trous_plaque_coudee - 7 trous	SOC-637007	
diametre_lame_plaque_coudee - 133 mm, trous_plaque_coudee - 8 trous	SOC-637008	
diametre_lame_plaque_coudee - 146 mm, trous_plaque_coudee - 9 trous	SOC-637009	
diametre_lame_plaque_coudee - 159 mm, trous_plaque_coudee - 10 trous	SOC-637010	
diametre_lame_plaque_coudee - 185 mm, trous_plaque_coudee - 12 trous	SOC-637012	
diametre_lame_plaque_coudee - 211 mm, trous_plaque_coudee - 14 trous	SOC-637014	
diametre_lame_plaque_coudee - 237 mm, trous_plaque_coudee - 16 trous	SOC-637016	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com