

FICHE PRODUIT



Support chariot pour 2,4 et 7 Litres, Ø barre 30 - 40 mm

Référence : SOC-SUPC247GM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Support chariot pour 2,4 et 7 Litres, Ø barre 30 - 40 mm;

- * En acier inox.
- * Fixation universelle pour barre carrée ou ronde verticale;
- * Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-sharpsafe/1437-support-chariot-pour-2-4-et-7-litres-a-barre-30-40-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com