

FICHE PRODUIT



CUTBOX, 0,45 Litre

Référence : PLG-CUTBOX

Points forts

- délais : 1 semaine
- Garantie : 0

Description du produit

CUTBOX, 0,45 Litre; conforme à la norme NFX 30-500.

* Protection : son design ergonomique protège vos doigts à chaque manipulation, prise en main facile et équilibrée;

* CUTBOX est la première solution définitive, qui vous débarrasse des seringues en les désactivant. (Celles-ci sont alors assimilées à des déchets mous.);

* Lame: oui;

* Dimensions (L x P x H): 114 x 58 x 200 (mm);

* Conditionnement: 40;

* Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/plateau/1438-cutbox-0-45l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com