

FICHE PRODUIT



Plince à Courber Les Crochets Aderer, 12cm

Référence : SOC-PCA3412

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PINCES À COURBER LES CROCHETS ADERER, 12cm

Description

Tenailles pour doubler crochets ADERER. 12cm.

Max. 0.9mm dur.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14383-pinces-a-courber-les-crochets-aderer-12cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com