

FICHE PRODUIT

Porte-aiguilles Mathieu

Référence : SOC-PAM878

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Porte-aiguilles Mathieu

Porte-aiguilles en acier inoxydable. Il est utilisé en chirurgie pour tenir une aiguille lors de la réalisation de sutures ; est doté de mâchoires rainurées (lui conférant une prise efficace sur l'aiguille) et de branches courbes et striées (permettant une excellente prise en main). Son ressort à lame le maintient en position ouverte. Le blocage en position fermée est assuré par un système de verrouillage mécanique.

Nettoyage : en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

Dimensions :

- longueur 14 cm.
- longueur 17 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14387-porte-aiguilles-mathieu.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com