


FICHE PRODUIT

Microtube cryogénique 2 ml gradué, Sachet de 500

Référence : soc-BGN00002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microtube cryogénique 2 ml gradué, Sachet de 500

Le **microtube cryogénique 2 ml gradué** est fabriqué en polypropylène autoclavable.

Spécifications:

- Filetage externe
- Surface pour inscription
- Dimensions: Hauteur 45mm et Diamètre: 10 mm

Conditionnement minimum de vente: Sachet de 500

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-2-ml-maxiclear/14405-microtube-cryogenique-2-ml-gradue-sachet-de-500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com