

FICHE PRODUIT

Elévateur Luxateur 5mm, Droit, Série Black

Référence : SOC-EL0059

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

ÉLÉVATEUR LUXATEUR 5MM, DROIT, SÉRIE BLACK

DESCRIPTION

Les élévateurs luxateurs ont des lames minces et pointues qui sont utilisées pour couper les ligaments parodontaux.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14406-elevateur-luxateur-5mm-droit-serie-black.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com