

FICHE PRODUIT

Syndesmotome ou élevateur de racines faucille de Chompret

Référence : SOC-SFC6336

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le syndesmotome faucille de Chompret permet de réaliser des extractions atraumatiques.

Il peut aussi servir d'élevateur mais l'instrument dentaire doit être manœuvré avec précaution. Il faut donc avoir la main légère lors de son utilisation.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14409-syndesmotome-faucille-de-chompret.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com