

FICHE PRODUIT

Mélangeur automatique d'alginate

Référence : SOC-M100191

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mélangeur automatique d'alginate

Le **mélangeur automatique d'alginate** est un malaxeur silencieux et ergonomique. Fonctionnel, il est très fiable et s'adapte facilement à votre utilisation.

Le **mélangeur automatique d'alginate** possède des dimensions réduites et est très économique.

Mode d'emploi:

- Remplir le bol avec de l'alginate et de l'eau
- Introduire le mélange dans la machine.
- Appuyer sur le bouton et en quelques secondes on obtient un mélange parfaitement homogène, prêt à être utilisé.

Spécifications techniques:

Compact, vu ses dimensions réduites, elle trouvera facilement sa place. Son design lui permet de s'intégrer parfaitement au cabinet dentaire.

Melange maxima: Alginate + eau= 80 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Hauteur:	305 mm
Largeur:	205 mm
Fond:	265 mm
Poids:	17 kg
Tension:	230 V, 50/60 Hz
Consommation:	350 W

Il est fourni avec un jeu de bols, une spatule en plastique et un doseur d'eau très pratique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermoformeuse/14412-melangeur-automatique-d-alginate.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com