


FICHE PRODUIT



Plaque de verrouillage Olécranien LCP droite, pour vis 3.5 mm

Référence : SOC-9030650

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque de verrouillage Olécranien LCP droite, pour vis 3.5 mm

Les plaques osseuses orthopédiques sont utilisées pour guérir les os fracturés. Ces plaques orthopédiques maintiennent les os cassés ensemble.

Caractéristiques principales :

- Nombre de trous : 2 à 12 trous;
- Longueur plaque : 86 à 216 mm;
- Epaisseur plaque : 1.0 mm;
- Ecartement entre les trous 12 mm - 16 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-de-verrouillage-orthopedique/14414-plaque-de-verrouillage-olecranien-lcp-droite-pour-vis-3-5-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diametre_lame_plaque_coudee - 86 mm, trous_plaque_coudee - 2 trous	SOC-90306502	
diametre_lame_plaque_coudee - 112 mm, trous_plaque_coudee - 4 trous	SOC-90306504	
diametre_lame_plaque_coudee - 138 mm, trous_plaque_coudee - 6 trous	SOC-90306506	
diametre_lame_plaque_coudee - 164 mm, trous_plaque_coudee - 8 trous	SOC-90306508	
diametre_lame_plaque_coudee - 190 mm, trous_plaque_coudee - 10 trous	SOC-90306510	
diametre_lame_plaque_coudee - 216 mm, trous_plaque_coudee - 12 trous	SOC-90306512	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com