

FICHE PRODUIT



Mini-collecteur, 0,6 Litre

Référence : SOC-BCP0.6L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Mini-collecteur 0,6 litre; 6 modèles de 0.6 à 10 litres

- Gamme conforme à la norme NFX 30-500 et à l'ADR (sauf 0.6 l et 1 l qui ne sont pas concernés par l'ADR).
- Facile à utiliser, s'intègre aux espaces hospitaliers en apportant sécurité et design.
- Accès ambidextre pratique et sûr pour faciliter l'extraction des aiguilles.
- Système d'ouverture et de fermeture exclusif pour une utilisation facile avec la pression d'un simple doigt.

Différents systèmes de fixation sont disponibles

Charge utile: 0,4 Kg.

Dimensions (L x P x H): 75 x 75 x 122 mm.

Conditionnement: 150 pièces.

Condition minimum de vente: 10.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/collecteurs-et-mini-collecteurs/1442-mini-collecteur-0-6l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com