


FICHE PRODUIT



Plaque humérus proximale 3,5 mm, 3 à 22 trous

Référence : SOC-60500IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque humérus proximale 3,5 mm, 3 à 22 trous

Plaque humérus proximale, à verrouillage ferme pour vis 3,5 mm, 3 à 22 trous

La **plaque humérus proximale** est indiquée pour le traitement des fractures multi-fragmentaires (luxées) nécessitant une réduction ouverte, les ostéotomies et pseudarthroses de l'humérus proximal, en particulier en cas d'ostéopénie.

La **plaque humérus proximale** est composée de trous à verrouillage compressif et des trous à verrouillage ronds qui acceptent des vis corticales et de verrouillage de 3,5 mm.

Plaque disponible avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 et 22 trous.

Plaque humérus proximale fabriqué en acier inoxydable.

Cette **plaque humérus proximale** comporte des trous pour fils de suture avec de larges encoches qui facilite l'insertion des aiguilles.

Caractéristiques techniques de la Plaque humérus proximale à verrouillage ferme 3,5 mm :

- Plaque humérus proximale à verrouillage ferme conçu pour diminuer le déficit osseux de la tête

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

humérale lors du méchage.

- Plaque en forme anatomique, conçu pour les deux humérus, droit et gauche (implant latéralisé).
- Nombre de trous : 3 à 22.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-de-verrouillage-orthopedique/14441-plaque-humerus-proximale-3-5-mm-3-a-22-trous.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
trous_plaque_coudee - 3 trous	SOC-605003	
trous_plaque_coudee - 4 trous	SOC-605004	
trous_plaque_coudee - 5 trous	SOC-605005	
trous_plaque_coudee - 6 trous	SOC-605006	
trous_plaque_coudee - 7 trous	SOC-605007	
trous_plaque_coudee - 8 trous	SOC-605008	
trous_plaque_coudee - 9 trous	SOC-605009	
trous_plaque_coudee - 10 trous	SOC-605010	
trous_plaque_coudee - 11 trous	SOC-605011	
trous_plaque_coudee - 12 trous	SOC-605012	
trous_plaque_coudee - 14 trous	SOC-605014	
trous_plaque_coudee - 16 trous	SOC-605016	
trous_plaque_coudee - 18 trous	SOC-605018	
trous_plaque_coudee - 20 trous	SOC-605020	
trous_plaque_coudee - 22 trous	SOC-605022	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com