

FICHE PRODUIT

Collecteurs, 3 Litres

Référence : SOC-BCP3L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Collecteurs 3 litres; 6 modèles de 0.6 à 10 litres

- Gamme conforme à la norme NFX 30-500 et à l'ADR (sauf 0.6 l et 1 l qui ne sont pas concernés par l'ADR).
- Facilité d'utilisation, s'intègrent aux espaces hospitaliers en apportant sécurité et design.
- Accès ambidextre pratique et sûr pour faciliter l'extraction des aiguilles.
- Système d'ouverture et de fermeture exclusif pour une utilisation facile avec la pression d'un simple doigt.
- Différents systèmes de fixation sont disponibles

Charge utile: 2 Kg;**Dimensions (L x P x H):** 130 x 130 x 180 mm..**Conditionnement:** 30 pièces.**Condition minimum de vente:** 10..**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/collecteurs-et-mini-collecteurs/1445-collecteurs-3l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com