

FICHE PRODUIT

Plaque de verrouillage en L pour soutien, Droite, pour vis 4.5 / 5.0 mm, 3 à 12 trous

Référence : SOC- 65800IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque de verrouillage en L pour soutien, pour vis 4.5 / 5.0 mm, 3 à 12 trous

Les plaques osseuses orthopédiques sont utilisées pour guérir les os fracturés. Ces plaques orthopédiques maintiennent les os cassés ensemble.

Caractéristiques principales :

- Nombre de trous : 3 à 12 trous;
- Longueur plaque : 69 à 216 mm;
- Nombre de trous tête : 2;
- Droite ou gauche.

Configurations :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Nombre de trous	Longueur plaque
3	69
4	85
5	101
6	117
7	136
8	152
9	168
10	184
11	200
12	216

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-de-verrouillage-orthopedique/14457-plaque-de-verrouillage-en-l-pour-soutien-pour-vis-4-5-5-0-mm-3-a-12-trous.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
trous_plaque_coudee - 3 trous	SOC- 658003	
trous_plaque_coudee - 4 trous	SOC- 658004	
trous_plaque_coudee - 5 trous	SOC- 658005	
trous_plaque_coudee - 6 trous	SOC- 658006	
trous_plaque_coudee - 7 trous	SOC- 658007	
trous_plaque_coudee - 8 trous	SOC- 658008	
trous_plaque_coudee - 9 trous	SOC- 658009	
trous_plaque_coudee - 10 trous	SOC- 658010	
trous_plaque_coudee - 11 trous	SOC- 658011	
trous_plaque_coudee - 12 trous	SOC- 658012	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com