

FICHE PRODUIT

Blocstor 9, Pré-monté

Référence : CEL-BS9

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Blocstor 9, Pré-monté; * Boîte carton avec couvercle à charnière pour stockage des blocs d'inclusion; * Carton brun recyclé, double cannelure résistant; * Séparateurs intégrés; * Empilables; * Étiquette pour identification; * Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25; * Nombre de rangée: 9; * Capacité (blocs): ~_ 450; * Dimensions (Long. x Prof. x Haut.): 300 x 450 x 50 mm; * Condition minimum de vente: 10.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/1447-blocstor-9-pre-monte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com