


FICHE PRODUIT

Plaques condyliennes pour vis 4.5 / 5.0 mm Droite, 6 à 22 trous

Référence : SOC- 65500IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaques condyliennes pour vis 4.5 / 5.0 mm Droite, 6 à 22 trous

Les plaques osseuses orthopédiques sont utilisées pour guérir les os fracturés. Ces plaques orthopédiques maintiennent les os cassés ensemble. La plaque condylienne courbe fait partie du système de plaques périarticulaires LCP qui combine la technologie des vis de verrouillage à angle variable avec les techniques de métallisation classiques.

Le système de plaques condyliennes courbes LCP présente de nombreuses similitudes avec les méthodes de fixation par verrouillage standard, avec quelques améliorations importantes. Les vis de verrouillage à angle variable permettent de créer une construction à angle fixe tout en laissant au chirurgien la liberté de choisir la trajectoire de la vis avant de "fixer" l'angle de la vis. Une construction à angle fixe offre des avantages dans les fractures ostéopéniques ou les fractures plaquées par pont multifragmentaire où les vis ne dépendent pas de la compression plaque à os pour résister à la charge du patient, mais fonctionnent de la même façon que de multiples petites plaques lames coudées.

Caractéristiques principales :

- Nombre de trous : 6 à 22 trous;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Longueur plaque : 170 à 458 mm;
- Courbé, droite ou gauche.

Configurations :

Nombre de trous	Longueur de plaque (mm)
6	170
7	188
8	206
9	224
10, courbe	242
11, courbe	260
12, courbe	278
13, courbe	296
14, courbe	314
15, courbe	332
16, courbe	350
18, courbe	386
20, courbe	422
22, courbe	458

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/plaques-de-verrouillage-orthopedique/14479-plaques-condyliennes-pour-vis-4-5-5-0-mm-droite-6-a-22-trous.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
trous_plaque_coudee - 6 trous	SOC- 655006	
trous_plaque_coudee - 7 trous	SOC- 655007	
trous_plaque_coudee - 8 trous	SOC- 655008	
trous_plaque_coudee - 9 trous	SOC- 655009	
trous_plaque_coudee - 10 trous	SOC- 655010	
trous_plaque_coudee - 11 trous	SOC- 655011	
trous_plaque_coudee - 12 trous	SOC- 655012	
trous_plaque_coudee - 13 trous	SOC- 655013	
trous_plaque_coudee - 14 trous	SOC- 655014	
trous_plaque_coudee - 15 trous	SOC- 655015	
trous_plaque_coudee - 16 trous	SOC- 655016	
trous_plaque_coudee - 18 trous	SOC- 655018	
trous_plaque_coudee - 20 trous	SOC- 655020	
trous_plaque_coudee - 22 trous	SOC- 655022	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com