


FICHE PRODUIT



Statif de laboratoire

Référence : SOC-241-0094

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Statifs de laboratoire en fonte nodulaire martelée, tige en acier laqué.

Statif (A)

Ce trépied en fonte à effet martelé offre une stabilité exceptionnelle pour vos montages de laboratoire. Sa tige de support en acier est recouverte de laiton nickelé pour une meilleure résistance à la corrosion.

- Orifice fileté pour fixation facile
- Tige de support disponible en trois longueurs et diamètres
- Pieds robustes, sûrs et durables

Statif (B)

Fabriquée en fonte nodulaire à finition martelée, ce support est équipée d'une tige en acier laqué. Il combine stabilité et longévité, idéal pour usage intensif en laboratoire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-
- Tige de support excentrée pour plus de flexibilité
 - Base antidérapante assurant une excellente adhérence
 - Trois tailles disponibles pour s'adapter à vos besoins
 - Haute résistance à la corrosion et à l'usure
-

Statif (C)

Ce modèle compact est une version avec tige de support centrée. Peint avec effet martelé, il assure un équilibre optimal tout en maintenant une robustesse élevée.

- Tige de support central pour configuration droite
 - Support antidérapant et stable
 - Trois dimensions proposées
 - Résistant à la corrosion grâce à sa finition soignée
-

Pourquoi choisir nos statifs ?

- **Construction durable** : fontes et aciers de haute qualité
- **Stabilité optimale** : bases solides et tiges bien fixées
- **Polyvalence** : plusieurs tailles pour convenir à divers usages
- **Résistance chimique** : revêtements (nickelé, laqué) pour grande durée de vie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14494-statif-de-laboratoire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com