


FICHE PRODUIT



Préleveurs de barreaux d'agitation magnétique

Référence : SOC-442-0524

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Revêtement en PTFE, noyau Alnico V possédant une grande force magnétique. Pour le retrait des aimants d'agitation des récipients de tout type.

Très bonne résistance chimique.

Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (–200 à +280 °C).

Diamètre de l'agitateur : 10 mm.

Longueur : 250 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14495-preleveurs-de-barreaux-d-agitation-magnetique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com