

FICHE PRODUIT



Barreaux d'agitation magnétiques en coffret

Référence : SOC-442-0521

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Barreaux d'agitation magnétiques en coffret

Revêtement en PTFE. Kit de 14 barreaux d'agitation magnétiques : quatre micro tiges et dix barreaux de forme octogonale avec anneau central, dans une boîte pratique et transparente.

Ce kit comprend deux agitateurs de chacune des dimensions suivantes, LxØ (mm) : 7x2, 10x3, 13x8, 15x8, 25x10, 38x10 et 51x10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14496-barreaux-d-agitation-magnetiques-en-coffret.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com