

FICHE PRODUIT

Clou de Kuntscher Tibia, Long. 26 à 44 cm, (à Ø 7 à 13 mm)

Référence : SOC-S13500IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Clou de Kuntscher Tibia, Long. 26 à 44 cm, (Ø 7 à 13 mm)

Les **clous tibia de Kuntscher** sont utilisés pour traiter les fractures transversales simples, obliques courtes ou diaphysaires comminutives du tibia.

Le pli du clou facilite l'insertion antérieure.

Les clous de Kuntscher fournissent un support adapté à l'os pour une guérison plus rapide.

Les **clous tibiaux de Kuntscher** disponible chez **SOCIMED** sont spécialement fabriqués en acier 316L pour une utilisation chirurgicale pour les fractures du tibia distal.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre : 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm;
- Longueur : 26 cm à 44 cm;
- Matériel : Acier inoxydable 316L;
- Type : Implants orthopédiques;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Application : Chirurgie orthopédique des traumatismes;
- Usage : Pour les fractures du tibia distal;
- Dimensions précises;
- Haute résistance à l'usure;
- Finition parfaite;
- Fabriqué en matériau non allergique.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/clou-de-kuntscher/14497-clou-de-kuntscher-tibia-long-26-a-44-cm-o-7-a-13-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diametre - Ø 7mm	SOC-S1350726	
diametre - Ø 8mm	SOC-S1350826	
diametre - Ø 9mm	SOC-S1350926	
diametre - Ø 10mm	SOC-S1351026	
diametre - Ø 11mm	SOC-S1351126	
diametre - Ø 12mm	SOC-S1351226	
diametre - Ø 13mm	SOC-S1351326	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com