


FICHE PRODUIT

Canne, Modèle GCW7923L

Référence : SOC-GCW7923L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Taille: 87-117.5 cm
- Poids net: 0.5 kg
- Dimensions: 86x26x29 cm
- Pièces dans un carton: 20
- Poids brut: 11 kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/145-canne-modele-gcw7923l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com