

FICHE PRODUIT

Pulsoximètre, Modèle RI-FOX

Référence : RIE-1900

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES:

- Petit appareil mobile avec capteur intégré
- Mesure simple et rapide: il suffit de mettre le doigt dans l'appareil
- Rétroéclairage pour mesure dans l'obscurité
- Avec indicateur sonore de pouls
- Affichage LCD de la % SpO2, de la perfusion et du pouls
- Indication sonore de pouls
- Indication de charge des piles
- Piles longue durée (env. 24 000 mesures)
- Piles du commerce comprises dans la livraison, simples à remplacer
- Mise en marche et arrêt automatiques
- 24 mois de garantie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/1450-pulsoximetre-modele-ri-fox.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com