

FICHE PRODUIT

Eprouvette graduée classe A Duran

Référence : SOC-50115

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Eprouvette graduée classe A Duran

- Certificat de conformité avec numéro de lot daté.
- Subdivisions principales annulaires.
- Graduations bleues.
- Bande de verre teinté.
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788.
- Pied hexagonal.

Coditionnement minimum: lot de 2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14507-eprouvette-graduee-classe-a-duran.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
eprouvette_capacite - 25 ml, hauteur_matériel - 170 mm, subdivision_eprouvette - 0.5 ml, tolerance_eprouvette - +/- 0,3 ml	SOC-090548	
eprouvette_capacite - 50 ml, hauteur_matériel - 200 mm, subdivision_eprouvette - 1.0 ml, tolerance_eprouvette - +/- 0,5 ml	SOC-090549	
eprouvette_capacite - 100 ml , hauteur_matériel - 260 mm, subdivision_eprouvette - 1.0 ml, tolerance_eprouvette - +/- 0,5 ml	SOC-501152	
eprouvette_capacite - 500 ml , hauteur_matériel - 390 mm, subdivision_eprouvette - 5 ml, tolerance_eprouvette - +/- 2,5 ml	SOC-501153	
eprouvette_capacite - 1000 ml , hauteur_matériel - 470 mm, subdivision_eprouvette - 10 ml, tolerance_eprouvette - +/- 5 ml	SOC-090550	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com