

FICHE PRODUIT

Distributeur de gel désinfectant à pédale (sans contact) modèle TMI-103

Référence : SOC-TMI103

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Distributeur de gel désinfectant à pédale (sans contact) modèle TMI-103

Le **Distributeur de gel désinfectant à pédale (sans contact) modèle TMI-103** est un équipement qui délivre une dose précise de **gel hydroalcoolique** aux usagers lorsqu'ils pressent sur sa pédale avec le bout de leur chaussure.

- Il dispose d'une **pédale** pour une utilisation **maines libres** ce qui permet d'éviter le contact entre les mains de l'utilisateur et le support de distribution.
- Il est conçu en **acier inoxydable 304** de qualité médicale, il possède un dispositif qui permet à la fois de régler la hauteur du flacon de **gel hydroalcoolique** et de le tenir fermement quelle que soit sa taille. Il n'a pas besoin d'un entretien particulier, il est facile à déplacer et on peut l'emballer aisément dans une boîte.
- Le **Distributeur de gel désinfectant à pédale (sans contact) modèle TMI-103** est adaptable à n'importe quel flacon doté d'un **bouton poussoir** peu importe la taille du flacon.

Il permet la **désinfection des mains** en toute circonstance. Ainsi il est nécessaire dans les lieux publics afin d'assurer le maintien de cette règle d'hygiène et de lutter contre les multiples **épidémies** et **pandémies** dont nous pouvons être confrontées.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ceci étant, le **Distributeur de gel désinfectant à pédale (sans contact) modèle TMI-103** est indispensable dans les bureaux, banques, usines, hôpitaux, aéroports, établissements commerciaux (supermarchés, magasins, marchés...), entreprises, écoles, universités, arrêts de bus, agences de transport, complexes sportifs... pour prévenir toutes **infections** : au **Covid-19**, à la **grippe A (H1N1)**...

Le **Distributeur de gel désinfectant à pédale (sans contact) modèle TMI-103** est original : vu que son mécanisme de distribution de dose de **gel hydroalcoolique** est sans contact avec les mains, il contribue considérablement à la rupture de la chaîne de contamination des infections et autres.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/14519-distributeur-de-gel-desinfectant-avec-pedal.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com