

FICHE PRODUIT

Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A

Référence : SOC-90910902

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A

Le **Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A** est un dispositif médical numérique, à deux canaux (ou voies) utilisé pour administrer de faibles quantités de fluide (avec ou sans médicament) à un patient à travers une **seringue**.

- Le **Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A** est utile principalement dans les services de soins des Centres Hospitaliers. Il est également serviable dans les laboratoires de chimie ou en recherche biomédicale.
- Facile d'utilisation, sa programmation rapide permet aux personnels soignants de lancer une perfusion en quelques secondes, de manière complètement sécurisée et ainsi permettre la bonne observance médicamenteuse pour les patients.

Le **Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A** permet d'administrer des médicaments en continu, avec un débit stable permettant l'obtention d'une concentration stable sur la durée d'administration. Cela permet d'éviter des périodes pendant lesquelles le taux de médicaments dans le sang est trop élevé ou trop faible. Il est largement utilisé pour l'administration d'anticancéreux, d'insuline, d'antibiotiques, d'antalgiques et d'amines vasopressives dans de nombreuses spécialités médicales : anesthésie-réanimation, chirurgie, infectiologie, soins palliatifs...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques du Pousse seringue à deux canaux modèle IP 22A :

- Fonctionnement double canal indépendamment ou simultanément ;
- 3 modes de travail: mode débit, mode temps et mode poids ;
- Conception de protection intelligente pour l'emplacement précis du piston ;
- Les écrans LCD et LED affichent simultanément les données cliniques critiques ;
- Alarmes audiovisuelles pour plus de sécurité ;
- Mode KVO automatique «ON» une fois l'injection terminée ;
- 3 niveaux de pression d'occlusion ;
- Fonction anti-bolus.
- Tension : 220v
- Fréquence : 50/60Hz
- Accessoire : Un cordon d'alimentation d'une longueur de 1.8m

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/14521-pousse-seringue-modele-ip-22a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com