

FICHE PRODUIT



Pipettes jaugées en verre classe AS

Référence : SOC-GW21010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pipettes jaugées en verre classe AS

- Capacité de 0,5 ml à 100 ml
- Marquage bleu
- Pipettes haute qualité et haute précision
- Pipettes 1 trait (écoulement total)
- Certifié conforme à la norme DIN 12691

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-jaugees/14522-pipettes-jaugees-en-verre-classe-as.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_pipette - 1 ml , tolerance_pipette - ± 0.008 ml	SOC-GW2102	
capacite_pipette - 2ml , tolerance_pipette - ± 0.010 ml	SOC-GW2103	
capacite_pipette - 5ml, tolerance_pipette - ± 0.015 ml	SOC-GW2107	
capacite_pipette - 10ml, tolerance_pipette - ± 0.020 ml	SOC-GW2112	
capacite_pipette - 20ml, tolerance_pipette - ± 0.030 ml	SOC-GW2114	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com