

FICHE PRODUIT



Marteau de percussion, Modèle TROEMNER

Référence : RIE-5045

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Fiabilité et stabilité caractérisent ce marteau de percussion classique conçu pour le contrôle précis des réflexes.

C'est un marteau BUCK haut de gamme de qualité supérieure avec un manche en acier inoxydable pesant 180 g ou 230 g et mesurant 25 cm.

Il est livré dans un polysachet protecteur.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/marteaux-de-percussion-medicaux/1454-marteau-de-percussion-modele-troemner.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com